



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

Joint Stock Company
The federal research and technical center
of ecological control systems metrology
"Inversiya"

Открытое акционерное общество
Федеральный научно-технический
центр метрологии систем
экологического контроля "Инверсия"

The federal scientific
metrology center

Федеральный научный
метрологический центр

Moscow, 107031	Fax (495) 608-45-56	107031	Факс (495) 608-45-56
Rozhdestvenka str., 27	Phone (495) 608-46-22	г. Москва	Телефон (495) 608-46-22
Russia	608-35-31, 608-46-85	ул. Рождественка, 27	608-35-31
	E-mail: inversiyaDIR@yandex.ru		608-46-85
	inversiya@yandex.ru		
	inversiyaMVI@yandex.ru		

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 01.00274/1-17-2012

Методика измерений массовой концентрации
галогенопроизводных ароматических, предельных
и непредельных углеводородов
в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4,
наименование методики измерений

разработанная **Обществом с ограниченной ответственностью**
«Научно-производственное объединение «Прибор»
(ООО «НПО «Прибор»),

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 3
*наименование и юридический адрес организации (предприятия), разработавшей
методику измерений*

и регламентированная в методике измерений № 1-17-2012 «Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4», год утверждения – 2012 г., 26 стр.

Методика измерений аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002. Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов, представленных ООО «НПО «Прибор», и экспериментально-расчетного исследования методики измерений.

Свидетельство № 01.00274/1-17-2012, ФР.1.31.2012.12312

Перечень галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов и диапазоны измерения их массовых концентраций в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4

№ п/п	Наименование компонента	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³
		0,5ПДК _{сс} - 0,5ПДК _{р.з.}
1	Дихлорметан (хлористый метилен)	от 4,4 до 25 вкл.
2	Трихлорметан (хлороформ)	от 0,015 до 2,5 вкл.
3	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	от 0,35 до 5,0 вкл.
4	Хлорэтан (этилхлорид)	от 0,10 до 25 вкл.
5	1,2-Дихлорэтан	от 0,5 до 5 вкл.
6	Хлорэтен (винилхлорид)	от 0,005 до 0,5 вкл.
7	Трихлорэтилен (трихлорэтен)	от 0,5 до 5 вкл.
8	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	от 0,03 до 5 вкл.
9	Трибромметан (бромформ)	от 0,025 до 2,5 вкл.
10	Хлорбензол	от 0,05 до 25 вкл.
11	Хлорметилбензол (хлортолуол)	от 0,025 до 5,0 вкл.
12	Бромбензол	от 0,015 до 1,5 вкл.
13	4-Бром-1-гидроксibenзол (бромфенол)	от 0,015 до 0,15 вкл.